



## Vakuové balení

jedinečné číslo balení

Datum uzavření:

Datum vypršení splatnosti:

### Obsah

Popis

Sériové číslo

Vakuové balení musí být zkontrolováno max. každých 12 měsíců ode dne zapečetění příslušnou osobou. Kontrola integrity vakuového balení nahrazuje nutnost každoroční kontroly uzavřeného obsahu. Vakuová životnost balení je 10 let od data zabalení. Max. 12 měsíců po deváté inspekci musí být vakuové balení zasláno zpět výrobci, aby byl znovu zabalen. Po kontrole a výměně všech příslušných částí lze vakuové balení znovu utěsnit.

### Postup zkoušky:

1. Zkontrolujte čitelnost informací o obsahu (sériová čísla a popis) spolu s informacemi o předchozích vyšetřeních
2. Zkontrolujte dostupnost návodu k použití zapečetěného obsahu
3. Zkontrolujte celistvost vakuového balení (stiskněte vakuové balení na 4 vzdálených místech a ujistěte se, že z vakuového balení není únik vzduchu)
4. Zapište si jméno a datum aktuálního vyšetření

Pokud některý z výše uvedených bodů selže, ihned odešlete vakuové balení výrobci ke kontrole.



**POUŽÍVÁNÍ  
ZAŘÍZENÍ POUZE  
V NOUZOVÉ SITUACI**

1.

kontrola

2.

kontrola

3.

kontrola

4.

kontrola

5.

kontrola

6.

kontrola

7.

kontrola

8.

kontrola

9.

kontrola

Jméno zkoušejícího \_\_\_\_\_

Datum kontroly \_\_\_\_\_